



# MD

- 网络互连：通过以太网自动获取药袋装量和贴标信息
- 自动贴标：自动打印标签，自动完成贴标
- 加热灭菌：根据设定的包装温度，包装前药液自动升温灭菌
- 缺膜检测：包装卷膜缺膜检测，提示换卷
- 一键清洗：药液包装完成包装机自动清洗排污
- 液位计量：自动计量出液量

用自动化改进人们的工作、生活和环境  
Automation for Better Life

	MD6604
	15L
	50mL~250mL
	° + #a ]b
	° %\$a @ - )! %\$a @ - )a @
	' \$\$\$
	&%\$K -a UI -"(5
	&&\$J #) \$<n
	i i *\$a a l, ' \$a a l%&) \$a a ' +\$a a &%\$a a
	) \$a a r, \$a a , \$a a ' \$a a
	&&\$J57 -"(5 %5
	° \$*&A dUO
	\$** @ \$*%A dU'

1		
2		
3		
4		
5		
6		
+		
.		
-		